

# ökoDENT Universal Ölspray & EasyOil

zur Pflege von dentalen Winkel- und Handstücken, von Turbinen und Köpfen sowie Luftmotoren

A2.22 | Rev. 05/2019 | D

Nutzen Sie unser **ökoDENT Universal Ölspray** mit **EasyOil**, dem Multi-Adapter-Aufsatz mit hochpräzisen, massiven Aluminium-Adaptoren für die sichere, einfache und schnelle Pflege Ihrer dentalen Winkel- und Handstücke, Turbinen und Köpfe sowie Luftmotoren der führenden Marken-Hersteller.



OS		<b>ökoDENT Universal Ölspray</b> 500ml	_____	<b>€ 14,90</b>
OS EASY		<b>EasyOil</b> inkl. 3 EasyAdapter (EASY ..PZ & ..CA) plus 1 Wunsch-Adapter	_____	<b>€ 99,00</b>

Bestell-N°	EasyAdapter für ..	Wunsch-Adapter	Anzahl	Preis/Stk.
EASY PZ	Spannzangen	<input checked="" type="checkbox"/>	+ _____	<b>€ 9,90</b>
EASY CA	Winkel- & Handstücke	<input checked="" type="checkbox"/>	+ _____	<b>€ 9,90</b>
EASY BA	Bien Air	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY CS	Castellini	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY KV	KaVo	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY MR	ohne Abb.. Morita	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY NK	NSK PTL	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY QD	ohne Abb.. NSK QD	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY SR	Sirona	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>
EASY WH	W&H	<input type="checkbox"/>	_____	<b>€ 9,90</b>

Angebot freibleibend. Preise netto zzgl. MwSt. und Versicherung/Versand.

**Fragen zum Produkt?** Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

\_\_\_\_\_ Praxisstempel / Kontaktadresse \_\_\_\_\_ ökoDENT-Kundennr. (falls verfügbar) \_\_\_\_\_ Unterschrift des Auftraggebers

# ökoDENT zur Desinfektion & Pflege

A2.22 | Rev. 05/2019 | D

## Wofasept® AHA

Alkoholisches Gel zur hygienischen Händedesinfektion Anzahl



Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze nachgewiesen. Sehr hautschonendes Gel – entzieht der Haut nicht die Feuchtigkeit – trocknet sie nicht aus, klebt nicht. **Dadurch einfaches Anziehen der Behandlungshandschuhe möglich.** Nach Richtlinien der DGHM und gemäß EN 1499 geprüft. 1 L-Spenderflasche für Wandspender geeignet.

zur hygienischen Händedesinfektion  
1 x 3 ml Wofasept® AHA 30 sec lang in die Hände reiben.  
Danach sind 99,95 % der Testkeime abgetötet.

<b>Kittelflasche</b>	<b>100 ml</b>	
	<b>CH 1.01</b>	_____
<b>Spenderflasche</b>	<b>1 L</b>	
	<b>CH 1.1</b>	_____
<b>Kanister</b>	<b>10 L</b>	
	<b>CH 1.10</b>	_____

## Wofasept® FL Sprühdesinfektion

Gebrauchsfertige Flächendesinfektion Anzahl



Wirksam gegen Bakterien, Pilze, lipophile Viren (HBV/HIV, humanes Rotavirus).  
Materialverträglichkeit geprüft: keine Spannungsrisskorrosion an Acrylglas.  
Basiert auf dem nach den Richtlinien der DGHM und der DVG (Lebensmittelbereich) geprüften und zertifizierten Präparat Wofasept® FL-Konzentrat.

Unverdünnt aufsprühen, nach einer Minute ggf. mit einem trockenen Tuch nachwischen.  
Gegen HBV – Einwirkzeit 30 min; Zur Bekämpfung von Pilzen auf rohem Holz – Einwirkzeit 60 min.

<b>Sprühkopfflasche</b>	<b>500 ml</b>	
	<b>CH 5.05</b>	_____
<b>Kanister</b>	<b>5 L</b>	
	<b>CH 5.5</b>	_____

## Wofasept® BI Plural

Gebrauchsfertiges Reinigungs- & Desinfektionsmittel mit Badwechselindikator Anzahl



Schnell wirkendes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für rotierende Dentalinstrumente.  
Mit Badwechselindikator – bei Farbumschlag von blau nach grün – wenn Blutbelastung des Bades überschritten. Geprüft nach den Richtlinien der DGHM für die Instrumentendesinfektion. Wirksam gegen Bakterien (einschl. Mykobakterien), Pilze und Viren.

Mindesteinwirkzeit – unverdünnt 5 min (bei Verdünnung 1 : 1 mit Wasser – Mindesteinwirkzeit 15 min).  
Bei Grünfärbung oder Bodensatzbildung umgehend erneuern. Entsorgung ins öffentliche Netz.  
Nicht für Instrumente aus Aluminium!

<b>Kanister</b>	<b>5 L</b>	
	<b>CH 6.5</b>	_____

## Wofacutan® Medicinal

Parfümfreies, medizinisches Waschgel (für Neurodermitiker geeignet) Anzahl



Medizinisch schonende Reinigung des ganzen Körpers (ebenso zur Haarwäsche) bei empfindlicher und beanspruchter Haut.  
Hervorragendes Reinigungsvermögen, pH-neutral, alkaliseifenfrei, hautschonend.  
Besonders geeignet bei Seifenunverträglichkeit und Parfümempfindlichkeit, weil rückfettend und parfümfrei.

Täglich oder nach Anweisung des Arztes. Den allgemein üblichen Gewohnheiten gemäß. Zum Baden dem Wasser ca. 10 - 20 ml zufügen. 1 L-Spenderflasche für Wandspender geeignet. In einer Untersuchung der Charité Universitätsmedizin Berlin wurde die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Wofacutan® Medicinal nachgewiesen (Quelle: Hersteller).

<b>Kittelflasche</b>	<b>220 ml</b>	
	<b>CH 3.022</b>	_____
<b>Spenderflasche</b>	<b>1 L</b>	
	<b>CH 3.1</b>	_____
<b>Kanister</b>	<b>5 L</b>	
	<b>CH 3.5</b>	_____

## Wofacutan® Pflegecreme

Für normale und Problemhaut (für Haut-Allergiker geeignet) Anzahl



Hautschutz bei trockener und rissiger Haut, Schutz und Pflege von beanspruchter Haut in medizinischen Berufen, Kälte- und Wetterschutz, Hautpflege bei Hautallergien, nach Bad, Sauna, Dusche, Sonnenbad sowie in der Fußpflege.

Pflegt und schützt die Haut, hält die Haut geschmeidig, feuchtigkeitsregulierend, schnell einziehend, nicht nachfettend, beruhigt gereizte Haut.

<b>Tube</b>	<b>70 ml</b>	
	<b>CH2.0075</b>	_____
<b>Minipack</b>	<b>5 x 70 ml</b>	
	<b>CH2.0075 M</b>	_____
<b>Sparpack</b>	<b>10 x 70 ml</b>	
	<b>CH2.0075 S</b>	_____

**Fragen zum Produkt?** Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_ Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

\_\_\_\_\_ Praxisstempel / Kontaktadresse \_\_\_\_\_ ökoDENT-Kundennr. (falls verfügbar) \_\_\_\_\_ Unterschrift des Auftraggebers