

ökoDENT Gingiva Trimmer

A2.25 | Rev. 05/2019 | D

Der **ökoDENT** Gingiva Trimmer ist ein Keramikinstrument für die Zahnfleischbehandlung, das alternativ und ergänzend zur **Elektrochirurgie** und zum **Skalpell** verwendet werden kann.

Das biokompatible keramische Arbeitsteil sorgt für eine Koagulation, reduziert die Blutungsneigung und trennt das Gewebe.

Anwendung findet er

- bei der Modellierung der Gingiva
- der Erweiterung des Sulkus für Abdrücke
- der Entfernung von interradikulärem Granulationsgewebe
- der Freilegung tiefer Kavitäten
- der Entfernung von Zahnfleischhyperplasie / Papillektomie
- der Freilegung intraossaler Implantate sowie retinierter Zähne

Hinweise

Das Instrument in einem Winkel von 45° anwenden.

Die Schnittführung erfolgt ca. 3-4 mal langsamer, als die für den Zahnarzt gewohnte Arbeitsbewegung mit Präparationsdiamanten.

Wiederholtes Ansetzen und Durchziehen durch das Operationsgebiet bei einem Arbeitsgang kann den Erfolg der Behandlung gefährden!

Nach kurzer Zeit kann eine erneute Führung des Gingiva Trimmers zur zusätzlichen Koagulation durchgeführt werden.



Art.-Nr.

GT

Bitte bestellen Sie hier :



Anzahl Vpk zu \otimes Stück _____ ①



Ohne Kühlschpray einsetzen!
Arbeitsdrehzahl: 300.000 - 500.000 min⁻¹

Zum sicheren Transport, Lagerung und der Bereitstellung vor der Behandlung wird das Instrument inklusive eines Kunststoffständers mit Klarsichtdeckel (hier o. Abb.) geliefert.

Fragen zum Produkt? Ihr/Ihre ökoDENT-Fachberater(in) berät Sie gern zu unseren Produkten, den Liefermengen, Preisen und Ihren Konditionen.

_____ Datum _____ Vor- & Nachname (bitte in Blockschrift)

_____ Praxisstempel / Kontaktadresse _____ ökoDENT-Kundennr. (falls verfügbar) _____ Unterschrift des Auftraggebers