

ökoTOP-
BEIGE



grobe Körnung
grit: coarse

7.000 - 10.000 min⁻¹



REF	P3001	P3010	P3014	P3026	P3028	PM3032	PM3042
Ø / L (in mm)	22 / 3	22 / 3,5	6 / 24	7 / 12	6 / 11	5 / 10	14,5 / 2,5
Schaft / shank						HP	HP
	100/50/10	100/50/10	100/50/10	100/50/10	100/50/10	10/5	10/5

Anwendungshinweis

Silikonpolierer beige, grob

Universalpolierer zum Abtragen, Formen, Konturieren und Glätten von Keramik, Zirkon, Nichtelegmetall (NEM), Kunststoff und Edelmetall.

Sehr guter Abtrag (abrasiv), hohe Standzeit, geringe Temperaturentwicklung.

Preiswert.

Recommendation for use

Silicon polisher beige, coarse

Universal polisher for removing, shaping, outlining and smoothing of ceramic, zircon, non-precious metal (NEM), acrylic and precious metal.

Very good removal (abrasive), long service life, low temperature development.

Inexpensive.