



5/1

chirurgischer Hartmetall-Fräser HF 118A 012 FG / Surgical high-performance cutter

für schonendes Zerspanen und feinste Oberflächen /
for gentle cutting and finest surfaces



Der chirurgische Hartmetall-Fräser ist ein duales Instrument für die minimalinvasive, substanzschonende Präparation von Zahnhartsubstanz und Knochengewebe bei gleichzeitiger Schonung des angrenzenden Gewebes.

The surgical Tungsten Carbide cutter is a dual instrument for minimally invasive preparation working gently on the tooth substance and bone tissue with protections of the neighbouring tissue at the same time.

Indikationen

- Präparation von Knochen und Knochendeckeln
- Freilegen und Durchtrennen retinierter Zähne
- Wurzelspitzenresektion
- Hemisektion

Indicators

- Preparation of bone and bone coverings
- Exposing and separation of retained teeth
- Apicoectomy
- Hemisectioning



HF 118A

5/3/1



| | |
|-------------|--------|
| REF | 118A |
| Ø (1/10 mm) | 012 |
| L (mm) | 6,0 |
| | FG 012 |
| | HP 012 |
| | RA 012 |



H33 L (171)


5/10



| | |
|-------------|----------|
| REF | H33 L |
| Ø (1/10 mm) | 016 |
| L (mm) | 5,2 |
| | FGXL 016 |

HFC113Z (001)

5/1




| | | | |
|-------------|---------|---------|---------|
| REF | HFC113Z | HFC113Z | HFC113Z |
| Ø (1/10 mm) | 023 | 027 | 031 |
| L (mm) | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
| | HP 023 | HP 027 | HP 031 |



HFC118 (409)

5/1




| | |
|-------------|--------|
| REF | HFC118 |
| Ø (1/10 mm) | 021 |
| L (mm) | 10,0 |
| | HP 021 |



HFC119 (408)

5/1



| | |
|-------------|--------|
| REF | HFC119 |
| Ø (1/10 mm) | 016 |
| L (mm) | 10,0 |
| | HP 016 |