


Gates

Drehzahl 450 - 800 min⁻¹




Schaftkodierung / Ringe		1	2	3	4	5	6
REF (6 Stk / Pck)	WGA 1800 19.	001	002	003	004	005	006
Ø in 1/100 mm		050	070	090	110	130	150
L in mm		19	19	19	19	19	19
REF - Sortiment (je 1 Stk)	WGA 1800 19.				000		

- zur effektiven Erweiterung des koronalen Drittels
- inaktive Spitze mit Führungszapfen

Peeso

Drehzahl 800 - 1.200 min⁻¹



Schaftkodierung / Ringe		1	2	3	4	5	6
REF (6 Stk / Pck)	WPE 1830 19.	001	002	003	004	005	006
Ø in 1/100 mm		070	090	110	130	150	170
L in mm		19	19	19	19	19	19
REF - Sortiment (je 1 Stk)	WPE 1830 19.					000	

- zur effektiven Erweiterung des koronalen Drittels
- inaktive Spitze mit Führungszapfen

Gerlachfräser


Drehzahl 800 - 1.200 min⁻¹



Farbkodierung	1	2	3
REF (10/5 Stk / Pck)	GF 1,2	GF 1,45	GF 1,75
Ø in mm	1,2	1,45	1,75
L in mm	20	20	20


- zur Erweiterung des Wurzelkanals
- schabende Arbeitsweise zur schonenden Aufbereitung

Diamantschleifer 802L



REF (10 Stk / Pck)	F 802 L ... M	013	016
Ø in mm		1,3	1,6
L in mm		8,5	8,5
		10	10

Diamantschleifer 801L




	F 801 L ... M	014	016
		1,4	1,6
		1,4	1,6
		10	10

- zum Öffnen und Erweitern der Pulpakammern

Hartmetall-Instrumente

Endo-Instrument mit inaktiver Spitze C152



REF (10 Stk / Pck)	C 152 ... FGL	009
Ø in mm		
L in mm		9,0
		10


- zur Wurzelkanalerweiterung
- verlängerter Schaft für optimale Wurzelkanalerweiterung
- inaktive Spitze zur Verhinderung der via falsa

- for root canal expansion
- designed with longer shank
- inactive tip prevents the creation of a via falsa

Wurzelfüller

Wurzelfüller (Lentulo)

Stahlschaft
4 Stk / Pck



Farbkodierung		025	030	035	040
REF (L = 21 mm)	W 41 21	025	030	035	040
REF (L = 25 mm)	W 41 25	025	030	035	040
Sortiment (je 1 Stk - 21 mm)	W 41 21	25 - 40			
Sortiment (je 1 Stk - 25 mm)	W 41 25	25 - 40			