

ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung grob
Diamond grit coarse
1. Stufe
Abtragen und Formen
1. Step
Removing and shaping



5.000 - 10.000 min⁻¹

REF	PM2532	PM2535	PM2553
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	FG
	10/5	10/5	10/5

Anwendungshinweis

Spezielles dreistufiges Poliersystem für Zirkonoxid mit erhöhter Standzeit.
Für kleine nachträgliche Formkorrekturen mit anschließender Hochglanzpolitur.

Recommendation for use

Special 3-step polishing system for zirconium oxide with increased service life.
For little subsequent shape corrections with following high-shine polishing.

ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung medium
Diamond grit medium
2. Stufe
Glätten
2. Step
Smoothing




5.000 - 10.000 min⁻¹

REF	PM2632	PM2635	PM2653
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	FG
	10/5	10/5	10/5

ZIRKO-SHINE

Diamantkörnung fein
Diamond grit fine
3. Stufe
Hochglanzpolieren
3. Step
High-shine polishing



10.000 - 20.000 min⁻¹

REF	PM2732	PM2735	PM2753
Ø / L (in mm)	4 / 10	6 / 7,5	3 / 6,5
Schaft / shank	RA	RA	FG
	10/5	10/5	10/5

Hochleistungs-Korundscheifer



5.000 - 7.000 min⁻¹

REF	HKS057	HKS059
Körnung	fein	fein
Ø / L (in mm)	4,5 x 7,2	2,6 x 7
Schaft	RA / FG	RA / FG
	10	10

Anwendungshinweis

Weißer keramisch gebundene Schleifkörper mit superfeiner Edelkorundkörnung zur Feinstausarbeitung der Oberfläche speziell für Zirkonrestauration