

SET ÖKOPOL



REF	SET P 02
Schaft shank	RA

Vor- und Glanzpolierer für Hybridkomposite – zwei Polierstufen
pre- and shine polishers for hybrid composites

PM0004		2x
PM0005		2x
PM0006		2x
PM0008		2x
PM0104		2x
PM0105		2x
PM0106		2x
PM0108		2x

SET COMPO UNI




REF	SET P 03
Schaft shank	RA

für die abrasive Bearbeitung von Compositwerkstoffen
eine Polierstufe
for abrasive treatment of composite materials
one polishing step

PM0530		2x
PM0531		2x
PM0532		2x
PM0533		2x
PM0534		2x
PM0535		2x
PM0539		2x

SET COMPO



REF	SET P 04
Schaft shank	RA

für die finale Bearbeitung von Composit-Werkstoffen
hellgelb = glättend, dunkelgelb = glanz – eine Polierstufe
for final treatment of composite materials
light yellow = smoothing, dark yellow = shining – one polishing step

PM0542		2x
PM0543		2x
PM0545		2x
PM0552		2x
PM0553		2x
PM0555		2x

SET CERA SHINE



REF	SET P 05
Schaft shank	RA

Keramikpolierer
blau = grob, pink = medium, grau = fein – drei Polierstufen
ceramic polisher
blue = coarse, pink = medium, grey = fine – three polishing steps

PM2032		1x
PM2035		1x
PM2039		1x
PM2132		1x
PM2135		1x
PM2139		1x
PM2232		1x
PM2239		1x
PM2238		1x

SET ACTION




REF	SET P 06
Schaft shank	RA

für Edelmetall-Legierungen, Composite und Amalgam
BLACK ACTION = abrasive Bearbeitung und Amalgamentfernung
BROWN ACTION = Vorpolutur
GREEN ACTION = Hochglanzpolutur
 drei Polierstufen

for precious metal alloy, composites and amalgam
BLACK ACTION = abrasiv treatment and amalgam removal
BROWN ACTION = pre-polishing
GREEN ACTION = high-shine polishing
 three polishing steps

PM0932		2x
PM0933		2x
PM0935		2x
PM0031		1x
PM0032		1x
PM0033		1x
PM0034		1x
PM0035		1x
PM0036		1x
PM0131		1x
PM0132		1x
PM0133		1x
PM0134		1x
PM0135		1x
PM0136		1x

SET PROPHYLAXE



REF	SET P 08
Schaft shank	RA

drei Sorten Nylonbürsten, autoklavierbar
 weiße und blaue Polierer mit Füllstoffen
*three kinds of nylon brushes, autoclavable
 white and blue polishers with fillers*

PM1221		3x
PM1222		3x
PM1232		3x
PM1233		3x
PM1275		2x
PM1276		2x
PM1277		2x

SET COMPO TOP




REF	SET P 07
Schaft shank	RA

Polierer mit Diamantbestandteilen in Premiumqualität
VIOLETT = abrasiv
GREEN = glättend
WHITE = glanz
 drei Polierstufen

Polisher with diamond components in premium quality
VIOLETT = abrasive
GREEN = smoothing
WHITE = shining
 three polishing steps

PM1932		1x
PM1935		1x
PM1938		1x
PM1832		1x
PM1835		1x
PM1838		1x
PM19032		1x
PM19035		1x
PM19038		1x

SET ZIRKO SHINE



REF	SET P 09
Schaft shank	RA

Poliersystem für Zirkonoxid, für kleine Formkorrekturen mit anschließender Hochglanzpolutur
polishing system for zirconium oxide, for shape corrections and high shine polishing

PM2532		1x
PM2632		1x
PM2732		1x
PM2535		1x
PM2635		1x
PM2735		1x
PM2538		1x
PM2638		1x
PM2738		1x

Präparations-Sets / Preparation sets

PRÄP-SET 3 PREP-SET 3




REF	SUPS3.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Frontzahn- und Zahnhalskavitäten (Klasse III, IV, V)
preparation of anterior tooth and dental neck cavities (class III, IV, V)

F83008M		1x
F83010M		1x
F83012M		1x
F835KR12M		1x
H1S010FG		1x
F83008F		1x
F83010F		1x
F83012F		1x
F835KR12F		1x
H1S012FG		1x

PRÄP-SET 4 PREP-SET 4



REF	SUPS4.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit plastischen Füllungsmaterialien (Klasse I, II und V)
preparation of side tooth cavities for care by plastic filling materials (class I, II, V)

F83010M		1x
F83012M		1x
F83014M		1x
H1S010FG		1x
F83010F		1x
F83012F		1x
F83012SF		1x
F830L14F		1x
F830L14SF		1x
H1S018FG		1x

PRÄP-SET 5 PREP-SET 5



REF	SUPS5.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Seitenzahnkavitäten zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)
preparation of side tooth cavities for care with pre-built inlays or onlays

F83012M		1x
F830L14M		1x
F835KR12M		1x
F836KR14M		1x
H1S012FG		1x
F83012F		1x
F830L14F		1x
F835KR12F		1x
F836KR14F		1x
H1S023FG		1x

PRÄP-SET 6 PREP-SET 6




REF	SUPS6.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Seitenzähnen zur Versorgung mit vorgefertigten Einlagen (Inlays/Onlays)
preparation of side teeth for care with pre-built inlays or onlays

F83012M		1x
F830L14M		1x
F83810M		1x
F83814M		1x
F88014M		1x
H1S010FG		1x
F83810F		1x
F83814F		1x
F88014F		1x
H1S016FG		1x

PRÄP-SET 7 PREP-SET 7




REF	SUPS7.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Voll- und Metall-Keramikkronen
preparation of teeth for care with all-ceramic and metal-ceramic crowns

F836KR12M		1x
F837KR12M		1x
F837KR14M		1x
F85012M		1x
F36925M		1x
F836KR12F		1x
F837KR12F		1x
F837KR14F		1x

PRÄP-SET 8 PREP-SET 8




REF	SUPS8.1
Schaft/shank	FG

Präparation von Zähnen zur Versorgung mit Vollguss- und Kunststoff-Verblendkronen
preparation of teeth for care with solid-cast and plastic veneer crowns

F877K12M		1x
F878K14M		1x
F85012M		1x
F87712M		1x
F87712F		1x
F87814M		1x
F87814F		1x
F89921M		1x

PRÄP-SET 9 PREP-SET 9



REF	SUPS9.1
Schaft/shank	FG

Formen und Finieren
shaping and finishing

F83010F		1x
F836KR12F		1x
F87712F		1x
F83318F		1x
F37916F		1x
F830L14F		1x
F837KR12F		1x
F87814F		1x
F83331F		1x
F85514F		1x

M.A.I.-Set TITAN



REF	SET MAI TITAN
Schaft shank	FG

optimale Drehzahl : 40.000 min⁻¹
optimal rotation speed : 40.000 rpm

C 375R 018 FG		1x
C 375R 023 FG		1x
C 283K 016 FG		1x
C 283K 021 FG		1x
C 48L 012 FG		1x
PM 0053 (in FG)		1x

Das M.A.I.-Set TITAN vereint Hartmetall-Spezialinstrumente mit einer eigens entwickelten Schneidengeometrie zum wirkungsvollen intraoralen „Beschleifen“ von einseitigen Titanimplantaten.

Gleichzeitig erleichtern diese Instrumente das intraorale Beschleifen und extraorale (in der Laborturbine im Fräsgerät) Individualisieren und Korrigieren von großvolumigen und vorkonfektionierten Titanabutments für die Kronen- und Brückentechnik, einschließlich der Korrekturen an der Einschubrichtung.

The M.A.I. Set TITAN combines carbide special instruments with a special developed cutting geometry for an effective intraoral grinding of unilateral titanium implants.

At the same time these instruments facilitate the intraoral grinding and extraoral (in the laboratory turbine in milling machine) individualizing and correcting of large-volume and pre-assembled titanium abutments for crown and bridge technology, including corrections on the insertion direction.

M.A.I.-Set ZIRKON



REF	SET MAI ZIRKON
Schaft shank	FG

optimale Drehzahl : 160.000 min⁻¹
optimal rotation speed : 160.000 rpm

Z 856 021 M FG		1x
Z 856 025 M FG		1x
Z 878K 016 M FG		1x
Z 878K 021 M FG		1x
Z 862 012 M FG		1x
HKS 059 W (in FG)		1x

Das M.A.I.-Set ZIRKON umfasst Zirkon-Spezialschleifinstrumente mit einer im Hause ökoDENT entwickelten Bindetechnologie (Galvanotherm) zum schonenden und sauberen intraoralen „Beschleifen“ von einseitigen Zirkonimplantaten sowie Korrekturen an Zirkonabutments.

The M.A.I. Set ZIRKON includes Zircon-special grinding instruments with a new binding technology (Galvanotherm), developed by ökoDENT for carefully and cleanly intraoral grinding of pre-assembled zirconium implants as well as corrections on zirconium abutments.

M.A.I. = Mitteldeutsche Akademie für Implantologie
M.A.I. = Middle German Academy for Implantology

VENEER-PRÄP-SET
VENEER-PREP-SET

nach Dr. Olschowsky
designed by Dr. Olschowsky

REF	SET VENEER
Schaft <i>shank</i>	FG



801 L 014 M		1x
836 KR 008 M		1x
881 012 F		1x
881 012 SF		1x
379 023 SF		1x

Weniger ist mehr:
„Sparsames“ Instrumentenset für Laminate Veneers,
nach Dr. Olschowsky

Less is more:
Economical instruments set for laminate veneers,
designed by Dr. Olschowsky

Test-Sets


TEST-SET PROPHY

Test-Instrumente
für die Prophylaxe
*Test instruments
for prophylaxis*

REF	SETPROPHY
-----	-----------

Testen Sie unsere Instrumente zur effizienten und schonenden Reinigung und Politur natürlicher Zähne.

Neuheiten, wie rotierende Interdentälbürsten, ökoCleaner und extra weiche Bürstchen sparen Zeit und vereinfachen Ihren Arbeitsalltag!



Test our instruments for efficient and careful cleaning and polishing of natural teeth.

Innovations, like rotating interdental brushes, ökoCleaner and extra soft brushes, save time and simplify your working life!

TEST-SET KFO

Test-Instrumente
für die Kieferorthopädie
*Test instruments
for orthodontic*

REF	SETKFO
-----	--------

Testen Sie unsere Instrumente zur effizienten und schonenden Klebstoffentfernung mit anschließender Politur.

Die neue Generation HM-Klebstoffentferner erspart Ihnen viel Zeit und Geld und hinterlässt ein perfektes Ergebnis!



Test our instruments for efficient and careful adhesive removal with subsequent polishing.

The new generation tungsten carbide adhesive remover spared you a lot of time and money and leaves a perfect result.

TEST-SET PARO


Test-Instrumente
für die Parodontologie
*Test instruments
for periodontology*

REF	SETPARO
-----	---------

Testen Sie unsere Instrumente zur maschinellen Wurzelflächenbearbeitung mit 6 Diamant- und 4 HM-Instrumenten.

Zwei ökoCleaner ermöglichen die subgingivale Wurzelglättung und die Politur schwer erreichbarer interdentaler Wurzelbereiche.

Instrumente die Zeit und Nerven sparen!



Test our instruments for mechanical root surface preparation with 6 diamond and 4 tungsten carbide instruments.

Two ökoCleaner allow the subgingival root planning and the polishing of inaccessible interdental root areas.

Instruments that save time and nerves!

TEST-SET BEST OF

Test-Instrumente für unterschiedlichste Anwendungen

Test instruments for different applications

REF	SETBESTOF
-----	-----------



Testen Sie unsere Bestseller für die unterschiedlichsten Anwendungen. Sinnvoll, Effektiv, Günstig!


Test our bestseller for different applications. Useful, effective, favorable!

TEST-SET EKR

Test-Diamant- und Hartmetall-Kronentrenner

Test-Diamond and Carbide-Crown cutters

REF	SETEKR
-----	--------



Testen Sie unsere neuen Instrumente zum Zerspanen von Kronen und Brücken aller gängigen Metall-Legierungen sowie Keramik mit 12 Diamant- und 6 HM-Kronentrennern.

Schnell, Problemlos, Günstig!

Test our new instruments for machining of crowns and bridges of all common metal-alloys as well as ceramic with 12 diamond and 6 carbide crown cutters.


Fast, easy, favorable!

TEST-SET CHIRURGIE

Test-Instrumente für die Kieferchirurgie

Test instruments for oral surgery

REF	SETCHIR
-----	---------



Testen Sie unsere Instrumente für die Kieferchirurgie. Schnittfreudig und Laufruhig!

Schont Ihre Nerven und Ihren Geldbeutel!

Test our instruments for oral surgery. Easy cutting and smooth running!

Save your nerves and your purse!