

ZEG



REF	SSP..	GS1	GS2	GS3	GS4	GS5
		6	6	6	6	6

Vielfältige Spitzenvarianten für alle Schritte der supragingivalen Zahnsteinentfernung

Parospitzen



REF	SSP..	PS1	PS3	PS3D diamantiert	PS4
		6	6	6/3	6

Effiziente und substanzschonende Entfernung von Konkrementen im subgingivalen Einsatz auch in tiefen Zahnfleischtaschen.
Gute Zugänglichkeit selbst in Bifurkationen.

Endochuck



REF	SSP..	ES1	ES2	SETSSPES
		120°	90°	1xES1 + 1xES2 + je 6 Sonofeilen 015 - 040
		1	1	

Effiziente Reinigung von Wurzelkanälen.