

Ultraschall-Adapter CONNECT




REF	SSP...	E8	ED8	ES8	EK8
		EMS-kompatibel	DTE/Satelec/NSK-kompatibel	SIRONA-kompatibel	KAVO/SONICFLEX-kompatibel
		1	1	1	1

Universeller Adapter für Ultrashallanwendungen

CONNECT ist die schonende Alternative für den Einsatz Ihrer rotierenden FG-Instrumente, z.B. in Gingivanähe, die die schwingende Anwendung deutlich besser toleriert, als die rotierende. Unser Adapter ist für alle marktüblichen Ultraschall-Handstücke verfügbar, inklusive Zubehör.

Unsere Anwendungsempfehlungen :



Produkt- und Bestellinformationen:

